



XCP-ORA

Stück Ring



Artikelnr.: 114408
Hersteller: Dentsply Sirona Europe
Gewicht: 0.037 kg
Höhe: 21 mm
Breite: 153 mm
Länge: 207 mm

€ 51,55

Zzgl. MwSt.

Stück Ring

Seit mehr als 40 Jahren entsprechen die XCPFilmhaltersysteme von Rinn dem neuesten Stand der Wissenschaft auf dem Gebiet der Dental-Röntgentechnik. XCP (= extension cone paralleling) wurde ständig verbessert und den neuesten Erkenntnissen angepasst. Auch anwendbar in der Endodontie! Komplettes Filmhaltersystem für alle intraoralen Röntgenaufnahmen. Unverzerrte Bilder durch präzise Positionierung des Filmes. Farbkodierung nach Einsatzbereich erleichtert das Zusammenfügen. Leichteres Design erhöht den Patientenkomfort. Abgerundete Bissplatten ohne scharfe Kanten. Alle Teile sind voll autoklavierbar.