



Imprint™ 4 Preliminary Penta™

Refill Packung 2 x 300 ml Basis, 2 x 60 ml Katalysator



Artikelnr.: 114478
Hersteller: 3M Healthcare GmbH
Gewicht: 1.304 kg
Höhe: 76 mm
Breite: 147 mm
Länge: 166 mm

€ 74,77
Zzgl. MwSt.

Refill Packung 2 x 300 ml Basis, 2 x 60 ml Katalysator

Unabhängig von Ihrem Arbeitsablauf – ob Intraoralscanner oder herkömmliche Abformungen – liefert 3M™ Imprint™ 4 Preliminary VPS Situationsabformmaterial auf komfortable Weise hochpräzise und dimensionsstabile Situationsabformungen. Es wurde für alle typischen Alginate-Indikationen entwickelt und eliminiert die zeitaufwendigen und unsauberen Arbeitsschritte, die für Alginateabformungen erforderlich sind.

- Hohe Oberflächenqualität und langfristige Dimensionsstabilität gewährleisten passgenaue Provisorien
 - Mehrfaches Ausgießen ohne Verlust an Genauigkeit
 - Dimensionsstabil auch nach gründlicher Desinfektion
 - Automatisches Anmischen macht das gesamte Verfahren schneller und vorhersehbarer
 - Scanfähig – für eine leichte Integration in den digitalen Workflow
 - Wählen Sie für Ihre Präzisionsabformungen 3M™ Imprint™ 4 VPS Abformmaterial oder 3M™ Impregum™ Polyether Abformmaterial, um die perfekte Grundlage für erfolgreiche prothetische Behandlungen zu schaffen
-
- Abformungen für die Provisorienherstellung
 - Alle Arten von Situationsabformungen
 - Gegenkieferabformungen
 - Abformungen für kieferorthopädische Modelle