



C-Fill MH

Packung 4 g Drehkolbenspritze enamel, A3



Artikelnr.: 11449

Hersteller: MEGADENTA Dentalprodukte

Gewicht: 0.002 kg

Höhe: 28 mm

Breite: 27 mm

Länge: 158 mm

€ 15,52

Zzgl. MwSt.

Packung 4 g Drehkolbenspritze enamel, A3

C-Fill MH ist das Universal- Microhybrid- Composite für Restaurationen im Frontzahn- und Seitenzahnbereich. Die optimale Konsistenz und Farbauswahl erlaubt die individuelle Frontzahngestaltung in der Schichttechnik ebenso wie die okklusale Seitenzahnfüllung. Die Glasfüllkörper und das ultrafeine SiO₂ sind vollständig mit einer reaktiven hydrophobisierenden Schicht überzogen. Dies garantiert eine hohe Stabilität der Restauration. Die Durchschnittsgröße der Glasfüllkörper liegt bei 0,6 µm. Dadurch wird ein hoher Füllkörperanteil bei optimaler Korngrößenverteilung erreicht. Die ausgewogene Füllkörperkombination steht für einen ausgeprägten Chamäleoneneffekt, eine natürliche Opaleszenz durch die Rayleighstreuung des sichtbaren Lichtes und die Polierbarkeit auf Hochglanz. Diese Eigenschaften verleihen der gelegten Füllung eine natürliche Ästhetik. *C-Fill MH* ist in einer umfangreichen Farbauswahl erhältlich.