



Quik-Tips™ - Standard Gracey

Stück Talon Tough, 14



Artikelnr.: 114523
Hersteller: Young Microbrush
Gewicht: 0.02 kg
Höhe: 15 mm
Breite: 100 mm
Länge: 100 mm

€ 16,37

Zzgl. MwSt.

Stück Quik-Tip Talon Tough, 14

Mit Quick-Tip kann eine einzelne Arbeitsspitze ausgetauscht werden, ohne das komplette Instrument zu ersetzen. Das führt zu einer wesentlichen Kostenersparnis. Auch die XP Quick-Tip Spitzen müssen nicht geschliffen werden.