



Diamantpolierer DPO03/06

Packung 2 Stück braun, HP, Figur 372, 2,5 mm, ISO 110



Artikelnr.: 114835
Hersteller: Hager & Meisinger GmbH
Gewicht: 0.019 kg
Höhe: 60 mm
Breite: 26 mm
Länge: 40 mm

€ 31,84

Zzgl. MwSt.

Packung 2 Polierer braun, HP, Figur 372, 2,5 mm, ISO 110

2-Stufen System. Diamantpoliersystem für Silikat Keramik, Leucitverstärkte Keramik, Lithium Disilikate (e.max).

- 1. Stufe rot/orange = Glätten/Vorpolitur
- 2. Stufe grau/orange = Hochglanzpolitur
- Verblend- und Keramiktechnik
- Drehzahlbereich 7.000 - 12.000 U/min., max. Drehzahl 20.000 U/min.