



EUROsteril® Beutel

Karton 500 Stück 50 x 250 mm



Artikelnr.: 114848
Hersteller: Euronda Deutschland GmbH
Gewicht: 0.787 kg
Höhe: 108 mm
Breite: 134 mm
Länge: 269 mm

€ 11,71

Zzgl. MwSt.

Karton 500 Beutel 50 x 250 mm

Medizinisches Papier mit erhöhter Grammaturn. Zusätzlich zu der dreifachen Verschweißung sind die Beutel an einem Ende mit einer vierten Sicherheitsverschweißung versehen. Einfache Bestückung der Beutel durch Ausschnitt an der Öffnungsseite. Präziser Kontrastanzeiger für Dampf und Gas.