



Tunnelierinstrumente

Stück PFIWDS1MK



Artikelnr.: 11491

Hersteller: Hu-Friedy Mfg.Co.,LLG

Gewicht: 0.024 kg

Höhe: 11 mm

Breite: 28 mm

Länge: 216 mm

€ 55,94

Zzgl. MwSt.

Stück Tunnelierinstrument PFIWDS1MK

Die neuen chirurgischen Instrumente von Hu-Friedy besitzen einen kürzeren Satin Steel Handgriff Nr. 6 und passen somit in jede DIN Kassette.

- Langlebig und korrosionsresistent
- Handgearbeitet aus dem feinsten chirurgischen Edelstahl
- Satin Steel Handgriffe bieten erhöhten Komfort dank großem Durchmesser und reduzieren die Ermüdung der Hand