

# WAPO-MAT III

Stück

---



Artikelnr.: 114922

Hersteller: Wassermann Dental-Masch.

Gewicht: 50 kg

**€ 1.951,44**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Stück** Polymerisationsgerät inklusive 1 L Kalklöser, 1,5 m Abflussschlauch, Schlauchschelle

Kompaktes Tischgerät zum Langzeit- und Kochpolymerisieren mit ausgereiftem Touchscreen-Multifunktionsdisplay. Dieses Gerät ist zum Polymerisieren aller handelsüblichen Kunststoffe im Wasserbad geeignet. Es verfügt über eine leistungsstarke, elektronisch gesteuerte Heizung. Das Gerät hat ein großes Fassungsvermögen und nimmt 9 Küvetten im Spanner auf. Das Gerät ist vielseitig und einfach programmierbar; in der Werkseinstellung wird 90 Minuten vor Programmende die Hauptpolymerisation mit 95 °C automatisch eingeschaltet. Das Gerät hat einen glattwandigen Innenraum und ist leicht zu reinigen.