



Signum® HiLite® pre 2

Stück inklusive Zubehör



Artikelnr.: 114955
Hersteller: Kulzer GmbH
Gewicht: 0.5 kg

€ 376,91

Zzgl. MwSt.

Stück Angelierlampe inklusive Handstück mit Lithium-Ionen-Akku, Haltestation, magnetische Ladebuchse mit Netzteil, Blendschutz, Clip, Ablageschale für Handstück

Signum® HiLite® pre 2 bietet LED-Lichttechnik in modernem Design für die schnelle und professionelle Vorphosphorymerisation von fließfähigen Kompositen. Das Gerät kann bei vielfältigen Indikationen in den Bereichen der Kunststoff-Prothetik und Kunststoffverblendtechnik eingesetzt werden.

- Mobile oder stationäre Anwendung möglich
- Sehr hohe Lebensdauer der LED
- Unabhängiger Einsatz vom Stromnetz durch Akkubetrieb
- Sehr hohe spektrale Strahlungsstärke
- Homogene Lichtverteilung
- Sehr geringe Erwärmung des Objekts durch Kaltlicht
- Aluminium verstärktes Gehäuse