



## Sekusept Wannen

Stück Deckel für 2 Liter

---



Artikelnr.: 115060  
Hersteller: Ecolab Deutschland GmbH  
Gewicht: 0.196 kg  
Höhe: 46 mm  
Breite: 208 mm  
Länge: 353 mm

**€ 40,71**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Stück** Deckel für 2 Liter

Sekusept Instrumentenwanne 2 Liter.

- Für die Desinfektion von Instrumenten
- Komplett mit Siebeinsatz und Deckel
- Abmessungen (innen) ca. 280 x 128 mm, (außen) ca. 325 x 176 x 100 mm

Sekusept Instrumentenwanne 8 Liter.

- Für die Desinfektion von Instrumenten und Anästhesie-Zubehör
- Komplett mit Siebeinsatz und Deckel
- Abmessungen (innen) ca. 300 x 270 mm (außen) ca. 354 x 355 x 200 mm