



Helioseal® F

Packung 20 Stück 30° gebogen, Ø 0.6 mm



Artikelnr.: 115183
Hersteller: Ivoclar Vivadent GmbH
Gewicht: 0.011 kg
Höhe: 18 mm
Breite: 83 mm
Länge: 87 mm

€ 13,08

Zzgl. MwSt.

Packung 20 Applikationskanülen 30° gebogen, Ø 0.6 mm

Lichthärtender, weiß eingefärbter Fissurenversiegler mit dauerhafter Fluoridfreisetzung.