



orthoprint®

Beutel 500 g Vanille, gelb



Artikelnr.: 11527

Hersteller: Corim Dental Products B.V

Gewicht: 0.508 kg

Höhe: 178 mm

Breite: 90 mm

Länge: 123 mm

€ 11,72

Zzgl. MwSt.

Beutel 500 g Vanille, gelb

Orthoprint ist ein speziell für die KFO entwickeltes Alginat, das Präzision und praktische Handhabung vereint. Das hochelastische Alginat besitzt ein angenehmes Vanillearoma, das den Würgereflex verringert und so hilft, beim Patienten Ängste abzubauen. *Orthoprint* nimmt Wasser schnell auf, lässt sich leicht anmischen und ist sehr präzise.

- Hochelastisch
- Sehr präzise
- Verringert den Würgereflex
- Schnelle Wasseraufnahme
- Leichte Anmischung