



Bifix Temp

Packung 5 ml QuickMix Spritze, Zubehör



Artikelnr.: 115279
Hersteller: Voco GmbH
Gewicht: 0.049 kg
Höhe: 40 mm
Breite: 150 mm
Länge: 40 mm

€ 39,36

Zzgl. MwSt.

Packung 5 ml QuickMix Spritze, 10 Mischkanülen Typ 9

Dualhärtendes, temporäres Befestigungsmaterial auf Composite Basis.

Indikationen

Temporäre Befestigung provisorischer Restaurationen.

Vorteile

- Hohe Transluzenz - hochästhetisch
- Dualhärtend und somit zeitsparend
- Leichte Applikation und Ausschluss von Anmischfehlern
- Leichteste Überschussentfernung durch Tack-Cure-Technik
- Reste von Überschüssen lassen sich leicht auf der Gingiva erkennen und zuverlässig entfernen