



Drehmomentschlüssel HT

Stück Ersatz



Artikelnr.: 115418
Hersteller: Dentsply Sirona
Gewicht: 0.061 kg
Höhe: 20 mm
Breite: 80 mm
Länge: 118 mm

€ 145,04

Zzgl. MwSt.

Stück Drehmomentschlüssel HT, Ersatz

Zum Einsetzen und Wechseln der Instrumente bzw. Kalibrierstifte verwenden Sie die Drehmomentschlüssel HT (High Toque).