



## Diamanten 836KR

Packung 5 Stück Standard, FG, Figur 157 Zylinder Kante rund, 6 mm, ISO 008



Artikelnr.: 115649  
Hersteller: Edenta AG  
Gewicht: 0.004 kg  
Höhe: 6 mm  
Breite: 47 mm  
Länge: 81 mm

**€ 6,45**

*Zzgl. MwSt.*

**Packung** 5 Diamanten Standard, FG, Figur 157 Zylinder Kante rund, Kopflänge: 6 mm, ISO 008

- schwarz (SG) - supergrob - Zum sehr schnellen Abtragen und Entfernen alter Füllungen
- grün (G) - grob - Zum schnellen Abtragen und Vorschleifen
- farblos - Standard - Zum universellen Beschleifen der Zahnschmelze
- rot (F) - fein - Zum Feinschleifen von vorpräparierten Zahnoberflächen
- gelb (C) - superfein - Zum Finieren von Kompositfüllungen und Füllungsrandern
- weiß (UF) - ultrafein - Zum Glätten von Kompositen, Kompomeren und anderen Materialien
- Kavitätenpräparation, Kronenpräparation