



## Bondsaver S2

Set 1 Bond Saver S2, 4 Adapter (Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 3a)



Artikelnr.: 115676

Hersteller: Hentschel-Dental e.K

Gewicht: 0.5 kg

**€ 212,06**

*Zzgl. MwSt.*

**Set 1 Bond Saver S2, 4 Adapter (Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 3a)**

Hochwertige Bondings werden in kleinen Mengen geliefert und sind verhältnismäßig teuer. Der *Bond Saver S2* ist ein perfekter Dispenser für Bondings: Luftdicht verschlossen garantiert er bestmögliche Ausnutzung des kostbaren Inhalts bei bis zu 50 % geringerem Verbrauch. Gibt stets frisches, genau dosiertes Bonding in 1/5 Tropfen ab, dies reicht für ca. 2 cm<sup>2</sup> Fläche. Hautkontakt wird vermieden, kein Patientenrisiko durch Schleimhautkontakt mit dem unpolymerisierten, hochallergenen Bonding. Einfach mit Alkohol reinigen. Keine zusätzliche Gefäße erforderlich.