



TOP COVER Kopfstützenschoner

Karton 200 Stück grün, 28 x 28 cm



Artikelnr.: 115927
Hersteller: Akzenta International SA
Gewicht: 1.5 kg
Höhe: 102 mm
Breite: 296 mm
Länge: 376 mm

€ 32,91

Zzgl. MwSt.

Karton 200 Schoner grün, 28 x 28 cm

Sterilisationspapier 60 g/m². Sehr saugfähig. Die hygienische Lösung die Herstellung erfolgt ohne Verwendung von Plastik und anderen umweltbelastenden Materialien.