



Vasofix® Safety

Packung 50 Stück blau, G 22, 0,9 x 25 mm



Artikelnr.: 116035
Hersteller: B.Braun SE
Gewicht: 0.374 kg
Höhe: 151 mm
Breite: 157 mm
Länge: 190 mm

€ 64,31

Zzgl. MwSt.

Packung 50 Kanülen blau, G 22, 0,9 x 25 mm

- Exzellente Punktionseigenschaften durch atraumatische Kanülenspitze mit 3- Facetten-Schliff-Geometrie
- Kapillar: Vier vollständig eingebettete Röntgenkontraststreifen
- Hydrophober Blutfängerstopfen
- Abnehmbarer Lock-Verschlusskonus
- Lock-Ansatz
- Farbliche Größenkennzeichnung
- Latex-frei
- PVC-frei