



## PLA-Griffe

Packung 50 Stück hoch



Artikelnr.: 116103  
Hersteller: Erkodent Erich Kopp GmbH  
Gewicht: 0.233 kg  
Höhe: 71 mm  
Breite: 78 mm  
Länge: 183 mm

**€ 28,68**

*Zzgl. MwSt.*

**Packung** 50 Griffe hoch

Weißer Löffelgriffe aus PLA Kunststoff. Die Griffe können an tiefgezogenen Erkoplast-PLA Abdrucklöffeln mit Hitze sicher befestigt werden. In geeigneten Geräten ist dies schon während des Tiefziehvorgangs möglich.