



FANTESTIC® DirectCem DC

Set



Artikelnr.: 116248
Hersteller: R-dental GmbH
Gewicht: 0.098 kg
Höhe: 25 mm
Breite: 155 mm
Länge: 175 mm

€ 113,85

Zzgl. MwSt.

Set 5 ml Doppelkammerspritze, 5 Mischkanülen MPN, 5 Mischkanülen MPN 4, 5 Wurzelkanal-Tips

Selbstadhäsiver, dualhärtender Befestigungszement.

- Farbe transluzent
- System 4:1
- Selbsthärtend mit optionaler Lichthärtung (dualhärtend, unabhängige Prozesse)
- Bietet individuelle Möglichkeiten zur definitiven Befestigung indirekter Restaurationen auf der Zahnhartsubstanz und auf Abutments unterschiedlichster Materialien
- Benötigt keine Konditionierung („ätzen, primen, bonden“) der Zahnhartsubstanz
- Neutralisiert sich während der Aushärtungsreaktion selbst und gibt Fluorid ab