



Mirapont®

Dose 250 g Komponente B



Artikelnr.: 116263
Hersteller: Hager & Werken GmbH&Co.KG
Gewicht: 0.339 kg
Höhe: 75 mm
Breite: 100 mm
Länge: 100 mm

€ 52,27

Zzgl. MwSt.

Dose 250 g Komponente B

Mirapont® heller, hoch präziser Spezialkunststoff für Stümpfe und Modelle.

- Sehr dünn und leicht fließendes Material
- Beide Flüssigkeiten (Komponenten A und B, Mischungsverhältnis 1:1) sind in 30 Sekunden angerührt
- Zum Abformen aus Silikon, Alginat, reversiblen Hydrokolloid und Thermoplast
- Nach 90 Minuten wird entfernt, gesägt, beschliffen