



# Denar® Mark 330 Artikulator

Stück



Artikelnr.: 116271

Hersteller: Whip Mix Europe GmbH

Gewicht: 0.5 kg

**€ 1.131,42**

*Zzgl. MwSt.*

## Stück Artikulator

Wie alle Denar-Produkte® sind die Artikulatoren der Mark 300-Serie auf überlegene Leistung ausgelegt und auf der Grundlage bewährter Methoden gründlich getestet. Sie bieten einen neuen Standard der Austauschbarkeit mit werkseitig eingestellter Genauigkeit innerhalb von 20 Mikrometern. Mit ihrem schlanken, ergonomischen Design und der pulverbeschichteten Oberfläche haben diese Artikulatoren ein zeitgemäßes Aussehen, das ebenso langlebig wie ästhetisch ansprechend ist.

Mark 330 Eigenschaften:

- Einstellbare Kondylenneigung: 0-60°
- Einstellbare sofortige Seitenverschiebung: 0-2mm
- Einstellbare progressive Seitenverschiebung: 0-15 °
- Kompatibel mit dem Denar® Slidematic Facebow

Lieferung komplett mit: Staubschutzhülle, 10 magnetischen Montageplatten, Anleitung und schwarzem Standardkoffer.

Hinweis: Aufgrund des Kundenfeedbacks werden die Montageplatten der Mark 300-Serie jetzt anthrazitfarben sein.