



GC G-ænial® Flo X

Spritze 2 ml AO3



Artikelnr.: 116296
Hersteller: GC Germany GmbH (DE)
Gewicht: 0.047 kg
Höhe: 38 mm
Breite: 65 mm
Länge: 152 mm

€ 48,51

Zzgl. MwSt.

Spritze 2 ml AO3

GC G-ænial® Flo X vereint alle notwendigen Eigenschaften, um bevorzugt eingesetzt zu werden, wenn Sie nach einem Composite mit einer hohen Fließfähigkeit suchen.

Vorzüge

- Benetzbarkeit und Fließfähigkeit
- Hohe Röntgensichtbarkeit
- Zuverlässigkeit
- Wirtschaftliche und ergonomische Dosierung

Indikationen

GC G-ænial® Flo X ist ein benutzerfreundliches, hochgradig röntgensichtbares, fließfähiges Composite mit allen notwendigen Merkmalen, um optimale klinische Ergebnisse zu erzielen. Durch seine sehr flüssige Konsistenz eignet es sich ideal für alle traditionellen Indikationen mit Fließfähigkeit.

- Als Liner oder Unterfüllung
- In einer Tunnelpräparation
- Für die Restauration kleiner Kavitäten und Defekte
- Als Fissurenversiegelung