



BEVISTON® CMS

Stück



Artikelnr.: 116352
Hersteller: BEVISTON GmbH
Gewicht: 0.96 kg
Höhe: 260 mm
Breite: 210 mm
Länge: 300 mm

€ 30,32

Zzgl. MwSt.

Stück Maintenance System

Das BEVISTON® Cleaning Maintenance System (*BEVISTON® CMS*) ist ein spezielles Mischbehältnis für die zahnärztlichen Absauganlagenreiniger Bevisto W1 und Bevisto W2 (Fassungsvolumen des *BEVISTON® CMS*: 2 Liter). Das *BEVISTON® CMS* verfügt auf der Oberseite über eine hochwertige Edelstahlplatte, in der sich drei Schlauchansatzadapter befinden (zwei Ansatzadapter für die Speichelzieherabsaugschläuche und ein Ansatzadapter für den Spraynebelabsaugschlauch). Die Schlauchansatzadapter sind an ihren unteren Endstücken mit transparenten Kunststoffschläuchen versehen, die bis zur 1-Liter-Markierung in das *BEVISTON® CMS* hineinragen.