



## Plugger nach Dr. Kratschmann

Stück gold, Taper.04



Artikelnr.: 116589  
Hersteller: American Dental Systems  
Gewicht: 0.047 kg  
Höhe: 23 mm  
Breite: 85 mm  
Länge: 190 mm

**€ 86,74**

*Zzgl. MwSt.*

**Stück** Plugger gold, Taper.04

Zur Kondensation des Wurzelfüllmaterials. Die doppelendigen Instrumente sind auf der kleineren Seite aus Nickel-Titan gefertigt und auf der anderen Seite aus Stahl. Somit steht ein sehr flexibler Condenser für den apikalen Bereich zur Verfügung.