



## Endo Irrigation Needles

Packung 25 Stück gelb, 1 seitliche Öffnung, G30 0,3 x 25 mm



Artikelnr.: 11676  
Hersteller: medmix Deutschland GmbH  
Gewicht: 0.051 kg  
Höhe: 63 mm  
Breite: 19 mm  
Länge: 113 mm

**€ 23,89**

*Zzgl. MwSt.*

**Packung** 25 Kanülen gelb, 1 seitliche Öffnung, G30 0,3 x 25 mm

transcodent Endo Irrigation Needles sind speziell für eine effektive und gründliche Spülung über die gesamte Länge des Wurzelkanals konzipiert. Die dünnwandigen Einweg-Spülkanülen bieten eine außergewöhnliche Flexibilität, um auch in verwinkelte Wurzelkanäle vorzudringen. Die Nadeln haben eine oder zwei seitliche Öffnungen für eine sanfte, aber effiziente Spülung und eine abgerundete Spitze, um dabei die Penetration des Apex zu vermeiden. Die Endo Irrigation Needles sind steril, mit einer Luer-Lock-Basis und einzeln verpackt, und eine zuverlässige und sichere Wahl für endodontische Verfahren.

- Spülung des Wurzelkanals über die ganze Länge
- Luer Lock Sockel, einzeln verpackt
- Thin Wall – besonders dünnwandiges Kanülenrohr für mehr Flexibilität
- Steril (EO)

### Double Side Vent

- Das Original: Spülkanüle mit 2 seitlichen Öffnungen
- Seitliche Öffnungen und abgerundetes, geschlossenes Ende schützen vor einer Spülung über den Apex hinaus

### Single Side Vent

- Seitliche Öffnung und abgerundetes Ende schützen vor einer Spülung über den Apex hinaus