



## Transil® F

Packung 2 x 50 ml Silikon, 6 Mixing Tips



Artikelnr.: 116820  
Hersteller: Ivoclar Vivadent GmbH  
Gewicht: 0.209 kg  
Höhe: 133 mm  
Breite: 50 mm  
Länge: 100 mm

**€ 49,47**

*Zzgl. MwSt.*

**Packung** 2 x 50 ml Silikon, 6 Mixing Tips

Das klare Silikon eignet sich optimal für die Herstellung der Gegenform: Die Öffnungen der oberen SR Nexco Flask-Hälfte zur Injektion des Silikons sind für die Aufnahme der Mischkanülen der Produkte ausgelegt. Zudem erfüllen Härte und Lichtdurchlässigkeit des Materials die Anforderungen der Küvettenverarbeitung.