



Handschuhspender FLEX

Stück



Artikelnr.: 116943

Hersteller: Hentschel-Dental e.K

Gewicht: 0.5 kg

€ 98,28

Zzgl. MwSt.

Stück Spender

Handschuhspender FLEX für Untersuchungs-Handschuhe

- Hochwertiger 18/10 Edelstahl
- Oberfläche matt gebürstet
- Flexibel in jeder Hinsicht
- Höhenverstellbar, (60 bis 90 mm) je nach Höhe der Hand- schuhboxen
- Variabel in der Aufstellung
- Edel und formschön
- FLEX findet überall seinen Platz