



Ultraschall-Polierpastenreiniger

Flasche 1 kg



Artikelnr.: 116985
Hersteller: Ernst Hinrichs GmbH
Gewicht: 1.075 kg
Höhe: 218 mm
Breite: 70 mm
Länge: 91 mm

€ 34,05

Zzgl. MwSt.

Flasche 1 kg

Hochkonzentrat 1:20. Wasserlöslicher Reiniger auf spezieller Wirkstoffbasis zur Entfernung von Polierpastenresten und fetthaltigen Materialien an Kronen, Brücken, Prothesen & Instrumenten zur Anwendung im Ultraschallbad und Poliernadelgerät. Entfernt auch Unterfütterungen mit Zinkoxydpaste von der Prothese rückstandslos bei höher eingestellter Anwendungslösung.