



Dynex Titanium

Packung 20 Stück stabil, elastisch, glasfaserverstärkt, Ø 22 mm 0,3 mm



Artikelnr.: 117040
Hersteller: Renfert GmbH
Gewicht: 0.01 kg
Höhe: 33 mm
Breite: 31 mm
Länge: 38 mm

€ 22,86

Zzgl. MwSt.

Packung 20 Scheiben stabil, elastisch, glasfaserverstärkt, Ø 22 mm 0,3 mm

Kleine Implantat Expertin für Titan und Titanlegierungen.

Funktion & Leistung

Elastische und stabile, glasfaserverstärkte Trenn- und Schleifscheiben, speziell für Implantat Suprakonstruktionen wie Abutments, Stegen und Gerüsten aus Titan oder Titanlegierungen.

Vorteile

- Elastisch und stabil für schnelles Trennen und präzises Bearbeiten von Implantat Suprakonstruktionen.
- Exzellente Schnitt- und Schleifleistung, speziell beim Kürzen von Abutments.

Besonders geeignet für das Trennen und Beschleifen von dünnen Bereichen und kleinen Restaurationsanteilen.

Max. Drehzahl 50.000 U/min.