



## LUSTER® Extraoral Twist

Kit 4 Stück (grün, blau, rot, gelb), HP, Figur Twist, ISO 170



Artikelnr.: 117094  
Hersteller: Hager & Meisinger GmbH  
Gewicht: 0.5 kg

**€ 107,49**

*Zzgl. MwSt.*

**Kit4** Polierer (grün, blau, rot, gelb), HP, Figur Twist, ISO 170

Das *LUSTER® Extraoral Twist* Kit wurde speziell für die extraorale Hochglanzpolitur aller Keramikrestaurationen entwickelt. Die flexiblen Polierlamellen ermöglichen eine Anpassung an jede Oberflächenstruktur und erzeugen auch in schwer zugänglichen Bereichen wie der Okklusionsfläche makellose Ergebnisse. Aufgrund des materialschonenden Designs bleibt die ursprüngliche Oberflächenstruktur der Restauration erhalten. Die vierteilige Abstufung der Diamantkörnung sorgt zudem für kurze Bearbeitungszeiten und äußerst hohe Standzeiten.