



Flex light-pro

Set light-pro 1farbig, Ø 120 mm



Artikelnr.: 117102

Hersteller: Erkodent Erich Kopp GmbH

Gewicht: 0.18 kg

Höhe: 55 mm

Breite: 130 mm

Länge: 130 mm

€ 19,89

Zzgl. MwSt.

Set Ø 120 mm, light-pro, 1 ERKOFLEX 2 mm transparent, 1 ERKOFLEX 2 mm 1farbig, 1 ERKODUR-S 0,8 mm, 1 ERKOBBOX, 1 Playsafe-Anleitung, 1 Muster FG-Blatt, 1 Muster Entfetter

Set zur Herstellung dreischichtiger weich/hart/weicher Schutz-Schienen nach Kundenwunsch.