

SmartLite® Focus

Introkit



Artikelnr.: 117123
Hersteller: Dentsply Sirona Europe
Gewicht: 0.905 kg
Höhe: 87 mm
Breite: 260 mm
Länge: 280 mm

€ 820,19

Zzgl. MwSt.

Introkit Handstück, Ladestation, Akku, 5 Augenschutzfilter, 300 Schutzhüllen, Netzgerät-Stecker, Gebrauchsanweisung, Aushärtungsübersicht

- Lichtintensität (ca. 1.000 mW/cm²)
- Für direkte und indirekte Restaurationen
- Einfache Handhabung (Ein-Knopf-Bedienung), direkter Zugang
- Nahezu permanente Verfügbarkeit