



GuttaCore®

Packung 6 Stück ISO 025



Artikelnr.: 117126
Hersteller: Dentsply Sirona Europe
Gewicht: 0.006 kg
Höhe: 7 mm
Breite: 67 mm
Länge: 77 mm

€ 27,20

Zzgl. MwSt.

Packung 6 Obturatoren ISO 025

GuttaCore® ist der erste Obturator mit einem Kern aus vernetzter Guttapercha

- Exzellente 3-D Füllung: 3-dimensionale Verteilung warmer Guttapercha berücksichtigt Kanalanatomie, Seitenkanäle und Isthmen
- Mühelose Revision: Kern aus Guttapercha, kein Plastik!
- Einfachere Stiftpräparation: Bohrer dringt ein und entfernt das Obturationsmaterial mit Leichtigkeit
- Universeller Einsatz: Kompatibel mit jedem Feilen-System