



## Luxatemp® Glaze & Bond

Packung 50 Stück



Artikelnr.: 11719

Hersteller: DMG Chemisch-Pharmazeuti

Gewicht: 0.06 kg

Höhe: 11 mm

Breite: 111 mm

Länge: 169 mm

**€ 17,65**

*Zzgl. MwSt.*

**Packung 50 Pinsel**

Anwendungsgebiet

Lichthärtender Lack zur Oberflächenversiegelung und Reparatur von provisorischen Kronen und Brücken.

Vorteile

- Sorgt für eine glänzende, ästhetische Oberfläche
- Hochglanzpolitur überflüssig
- Sehr gute Haftvermittlung zu Reparaturmaterialien
- Abrasionsstabil
- Einfache Anwendung
- Geringe Oberflächenrauigkeit