



## LC-6 Light Oven

Stück 230 V



Artikelnr.: 117310  
Hersteller: Scheu-Dental GmbH  
Gewicht: 3.819 kg  
Höhe: 228 mm  
Breite: 318 mm  
Länge: 326 mm

**€ 442,29**

*Zzgl. MwSt.*

### Stück Lichtpolymerisationsgerät 230 V

Leistungsstarkes Lichtpolymerisationsgerät für bis zu 4 Modelle oder einen Fixator. Mit seinen Innenmaßen von (B x T x H) 170 x 160 x 120 mm bietet der *LC-6 Light Oven* auch einartikulierten oder gesockelten Modellen ausreichend Platz. Ausgestattet mit 6 Leuchtstoffröhren - je 3 UVA- und 3 Blaulichtströhren - sowie einem Aluminiumreflektor wird eine homogene Ausleuchtung des Polymerisationsraums gewährleistet. Mit 2 festgelegten Polymerisationszeiten von 5 und 10 Minuten ist der *LC-6 Light Oven* bereits auf das lighthärtende DURASPLINT LC Material abgestimmt, darüber hinaus ist auch ein Dauerbetrieb möglich. Zur vereinfachten Handhabung verfügt das Gerät über eine Autostart Funktion. 3 Jahre Garantie, 10 Jahre Ersatzteilverfügbarkeit.