



## GC Initial™ IQ Lasurpasten NF

Set



Artikelnr.: 117420  
Hersteller: GC Germany GmbH (DE)  
Gewicht: 0.5 kg

**€ 388,58**

*Zzgl. MwSt.*

**Set** 5 x 4 g gingiva (G-23, G-24, G-34, G-35, G-36), 4 x 3 g modifier (LP-M1 weiß, LP-M2 rot, LP-M3 blau, LP-M4 braun), 8 ml Verdünnungsflüssigkeit, 8 ml Auffrischungsflüssigkeit, 1 Pinsel A, 1 Pinsel B, 1 Anmischschale, 1 Kunststoffabdeckung, 1 Farbkarte, 1 technisches Handbuch

Dreidimensionale Keramikfarben zur Gingiva Reproduktion. Malen Sie die Gingiva-Farben einfach auf. Mit dem neuen einzigartigen Lasurpasten NF-Set in Gingiva-Farbtönen können Sie nun nicht nur die weiße, sondern auch die rote Ästhetik Ihrer Kronen und Brücken zum Leben erwecken. Ein Kit für den kompletten WAK Bereich zwischen 6,9 und 13,3. Fünf Pasten in Gingiva-Farbtönen und vier mischbare Gingiva-Modifier ermöglichen eine unbegrenzte Kreativität bei der Nachahmung von natürlichem Zahnfleisch.