



GC Initial™ IQ Lasurpasten NF

Dose 3 g modifizier LP-M1 weiß



Artikelnr.: 117426
Hersteller: GC Germany GmbH (DE)
Gewicht: 0.5 kg

€ 43,81

Zzgl. MwSt.

Dose 3 g modifizier LP-M1 weiß

Dreidimensionale Keramikfarben zur Gingiva Reproduktion. Malen Sie die Gingiva-Farben einfach auf. Mit dem neuen einzigartigen Lasurpasten NF-Set in Gingiva-Farbtönen können Sie nun nicht nur die weiße, sondern auch die rote Ästhetik Ihrer Kronen und Brücken zum Leben erwecken. Ein Kit für den kompletten WAK Bereich zwischen 6,9 und 13,3. Fünf Pasten in Gingiva-Farbtönen und vier mischbare Gingiva-Modifizier ermöglichen eine unbegrenzte Kreativität bei der Nachahmung von natürlichem Zahnfleisch.