



TEK-1 LEG

Packung 500 g Gusslegierung



Artikelnr.: 117458
Hersteller: SILADENT
Gewicht: 0.551 kg
Höhe: 55 mm
Breite: 84 mm
Länge: 88 mm

€ 405,03

Zzgl. MwSt.

Packung 500 g Gusslegierung

TEK-1 LEG ist universell einsetzbar für den gesamten Bereich der Kronen- und Brückentechnik. Auf Grund der niedrigen Härte lässt sich die *TEK-1 LEG* optimal bearbeiten. Die Legierung eignet sich besonders für Primär- und Sekundärstrukturen für den TEK-1 Marken-Einstückguss im SILADENT-System. *TEK-1 LEG* kann mit allen handelsüblichen hochsinternden Verblendkeramiken verblendet werden.

- Nichtedelmetall Gusslegierung auf Kobaltbasis für Metallkeramik gemäß DIN EN ISO 22674, Typ 4