



# Sensorspender

Stück Sensorspender

---



Artikelnr.: 117477  
Hersteller: Omnident GmbH  
Gewicht: 4.457 kg  
Höhe: 240 mm  
Breite: 333 mm  
Länge: 452 mm

**€ 117,40**

*Zzgl. MwSt.*

---

## Stück Sensorspender

Sensorspendersystem für Papierrollen ( Handpapier nicht enthalten) inklusive Wandhalterung. Netzunabhängige Stromversorgung durch Batterien (im Lieferumfang enthalten). Maße ca. 390 x 320 x 210 mm (H x B x T). Die für das Sensorspendersystem erhältlichen Nachfüllrollen sind aus 100 % Zellstoff. 2-lagig mit TAD Papierqualität. Rollenbreite 20 cm. (Handpapier nicht enthalten)