



## Prophy-Cup

Packung 144 Stück, latch type



Artikelnr.: 117649  
Hersteller: Directa AB  
Gewicht: 0.134 kg  
Höhe: 23 mm  
Breite: 81 mm  
Länge: 100 mm

**€ 45,90**

Zzgl. MwSt.

### Packung 144 Cups, latch type

Der exklusive weiche, flexible und zu 100 % latexfreie ProphyCare Prophykelch passt sich den Zahnkonturen an und unterstützt so das selektive Entfernen von Verfärbungen und das Reinigen der Zahnzwischenräume mit weniger Druck und geringerer Ermüdung. Seine Größe wurde optimiert, um den Zugang zu schwer erreichbaren Bereichen zu erleichtern, ohne das Pastenaufnahmevermögen zu beeinträchtigen. Aufgrund ihres einzigartigen Designs sind Prophykelche für die Behandlung von Erwachsenen und Kindern geeignet und können spitz zulaufende Polierer ersetzen.

Die weiche konische Form des Prophykelchs sorgt für eine sanfte Massage des Zahnfleisches und erreicht die Taschen, um den Plaque-Biofilm für einen besseren subgingivalen Zugang effektiv zu entfernen. Die Außenkanten optimieren die Entfernung von Verfärbungen im Interdentalbereich, während die inneren Rippen die richtige Menge Prophypaste fassen, um Spritzer auf ein Minimum zu reduzieren, und die Entfernung von Verfärbungen noch zu verstärken. ProphyCare Prophykelche haben eine breitere Basis, damit die Prophypaste nicht an das Winkelstück gelangt. Erhältlich als vibrationsfreie Schraub- und Riegelkelche (Edelstahl).