



LM Marquis 12 Sonde

Stück 53B, einendig, hellblau, LM-ErgoMax™ Griff



Artikelnr.: 117747
Hersteller: Medicom GmbH
Gewicht: 0.025 kg
Höhe: 18 mm
Breite: 49 mm
Länge: 194 mm

€ 35,94

Zzgl. MwSt.

Stück Sonde 53B, einendig, hellblau, LM-ErgoMax™ Griff

- Farbkodierte 3-mm Skala erleichtert das Messen der Zahnfleischtaschen
- Ähnlich wie 530B, jedoch ohne kugelförmiges Ende

Griffvarianten:

LMErgoSense®

Das Design mit dem größeren Durchmesser bietet eine sensationelle Griffigkeit, die sich in wissenschaftlichen klinischen Tests als ergonomisch und effizient erwiesen hat. Der einzigartig intelligente Griff ist optional mit RFID-Chip erhältlich. Durch die Kompatibilität mit dem LM Dental Tracking System™ bieten sich viele Möglichkeiten, das Bestandsmanagement und die Patientensicherheit zu verbessern.

LMErgoMax™

Klassisches ergonomisches Design. Sie sind für alle klinischen Behandlungen geeignet und garantieren eine ausgezeichnete taktile Sensitivität und einen entspannten Griff.