



## Endo Absaugkanülen

Packung 25 Stück grau, 27G, L 0,4 x 32 mm



Artikelnr.: 117863  
Hersteller: medmix Deutschland GmbH  
Gewicht: 0.059 kg  
Höhe: 43 mm  
Breite: 50 mm  
Länge: 90 mm

**€ 25,70**

*Zzgl. MwSt.*

**Packung** 25 Kanülen grau, 27G, L 0,4 x 32 mm

Die transcendent Endo Absaugkanülen sind für hervorragende Leistung bei endodontischen Verfahren konzipiert. Die flexiblen Kanülen verbessern das Sichtfeld sowie den Zugang zum Wurzelkanal. Die apikale seitliche Absaug-Öffnung sowie die geschlossene, abgerundete Spitze der Nadel minimieren Traumata an weichem und hartem Gewebe. 4 zusätzliche Lasermarkierungen der Kanüle sorgen für eine präzise Nutzung über die gesamte Länge des Wurzelkanals bis in die Nähe des Apex. Ideal für endodontische Behandlungen, die eine sorgfältige Absaugung erfordern, bieten Endo Absaugkanülen eine perfekte Mischung aus Flexibilität, Komfort und Sicherheit.

- Apikale seitliche Öffnung
- 4 Lasermarkierungen, für Absaugung nahe des Apex
- Geschlossene abgerundete Spitze, minimiert Trauma an Weich-/Hart-Gewebe