

# VITA Easyshade® V

Stück



Artikelnr.: 117901  
Hersteller: Vita Zahnfabrik  
Gewicht: 1.161 kg  
Höhe: 88 mm  
Breite: 244 mm  
Länge: 363 mm

**€ 1.100,17**

*Zzgl. MwSt.*

## Stück Spektrophotometer

Ein Gerät – unzählige Anwendungen. Und Sie stehen dabei immer im Mittelpunkt. *VITA Easyshade® V* ist ein Gerät zur digitalen Zahnfarbbestimmung und –kommunikation. Es eignet sich sowohl zur Bestimmung der Zahnfarbe der Patienten durch den Zahnarzt in der Praxis, als auch zur detaillierten Erarbeitung hochästhetischer Zahnersatzlösungen durch den Zahntechniker. Das Spektrophotometer *VITA Easyshade® V* arbeitet mit standardisiertem und kalibriertem LED-Weislicht und greift so die Farbinformation am Dentinkern des Zahns ab. Alle Farbangaben werden in den internationalen Standards VITA classical A1–D4, VITA SYSTEM 3D-MASTER sowie den Bleachedfarben der American Dental Association (ADA) dargestellt. Zusätzlich informiert das Gerät über die jeweils passenden VI LOCS Farben.

Vorteile der 5. Generation

- Auswahl von CAD/CAM-Materialien, das Anfertigen von geschichteten Kronen, die Auswahl von Prothesenzähnen, die Wahl des Materials für die direkte Füllungstherapie sowie für die Planung ästhetischer Korrekturen durch Veneers
- Unterstützen Sie den Planungsprozess für eine professionelle Zahnaufhellung
- Nutzen Sie die vielfältigen Optionen zur dauerhaften Optimierung Ihres Qualitätssicherungssystems
- Erleichtern Sie Ihre tägliche Arbeit beim Anfertigen geschichteter Restaurationen durch die Anwendung für eine Farbverlaufsanzeige der Patientenzahnfarbe von inzisal zu zervikal
- Überprüfen Sie Ihre angefertigten Restaurationen schon nach dem ersten Brand
- Kommunizieren Sie alle Farbinformationen grenzenlos via Smartphone-App VITA mobileAssist und PC-Software VITA Assist