



Safescraper TWIST

Packung 3 Stück gerade



Artikelnr.: 117950
Hersteller: Zantomed GmbH
Gewicht: 0.169 kg
Höhe: 233 mm
Breite: 63 mm
Länge: 63 mm

€ 101,87

Zzgl. MwSt.

Packung 3 Knochensammler gerade

Safescraper TWIST – Für die kortikale Knochensammlung.

- Einweg-Knochensammler zur autologen Knochenmaterial-Gewinnung
- extra scharfe innenliegende 160 Grad Klinge mit maximaler Schableistung
- das Knochenmaterial wird während des Schabens in der integrierten Kammer gesammelt, mit Eigenblut vermischt und kann unmittelbar beim Patienten implantiert werden
- bis zu 30 %mehr Aufnahmekapazität durch große Kammer (Volumen bis zu 3cm³)
- minimal invasive und atraumatische Anwendung