



els bulkfill

Packung 2 x 2 g Spritze universal transparent



Artikelnr.: 117953
Hersteller: DLC Supply GmbH
Gewicht: 0.021 kg
Höhe: 11 mm
Breite: 72 mm
Länge: 170 mm

€ 48,01

Zzgl. MwSt.

Packung 2 x 2 g Spritze universal transparent

Fliessfähiges, lichthärtendes und röntgenopakes Feinsthybrid-Komposit zur Unterfüllung (Füllungsbasis) und Lining bei Kavitäten der Klassen I und II. Bulkfill-Material frei von TEGDMA und HEMA.

- Ohne TEGDMA und HEMA
- Sehr geringe Schrumpfspannung
- Erhöhte Durchhärtetiefe für Inkrement-Stärke: 4 mm
- Punktgenaue Applikation dank feiner Kanüle
- Okklusal mit einer mindestens 2 mm starken Deckschicht eines methacrylatbasierten Universal- oder Seitenzahnkomposit zu überschichten