




PRECI-HORIX Standard

Set 1 Steg, 2 Reiter, 2 Verarbeitungsreiter, 2 Gehäuse, 1 Eindrückstift



Artikelnr.: 118071
Hersteller: Alphadent NV
Gewicht: 0.01 kg
Höhe: 10 mm
Breite: 32 mm
Länge: 70 mm

€ 42,38

Zzgl. MwSt.

Set 1 Kunststoffsteg, 2 gelbe Reiter, 2 Verarbeitungsreiter, 2 INOX-Gehäuse, 1 Eindrückstift

Ausbrennbarer Kunststoffsteg mit elastischen Kunststoffreitern. Die Stegverankerung erlaubt eine Rotation und durch Zusammendrücken der Kunststoffreiter eine geringe Vertikaltranslation. Die Reiter sind ersetzbar und in drei Retentionswerten erhältlich.