



Bechtol CLASSIC

Flasche 1 Liter



Artikelnr.: 118076
Hersteller: Alfred Becht GmbH
Gewicht: 1.064 kg
Höhe: 260 mm
Breite: 63 mm
Länge: 130 mm

€ 12,92

Zzgl. MwSt.

Flasche 1 Liter

Aldehyd- und phenolfreies, nicht fixierendes Konzentrat für die Reinigung und Desinfektion des medizinischen Instrumentariums. Bakterizid (einschließlich MRSA) und levurozid in 15 Minuten in 3 %iger Gebrauchslösung. Tuberkulozid (M.terrae) und fungizid (T.interdigitale) in 30 Minuten in 3 %iger Gebrauchslösung unter hoher Belastung. Gelistet bei der VAH/DGHM. Wirksam gegen behüllte Viren wie HBV, HIV, HIV, BVDV, Vaccinia sowie unbehüllte Viren wie Polyoma und Noro-Viren, (SARS-CoV-2). Geeignet für die Verwendung im Ultraschallbad in 4 %iger Gebrauchslösung in 5 Minuten. Hervorragende Materialverträglichkeit. Biologisch abbaubar.