



FREEFORM®

Flasche 5 ml bond



Artikelnr.: 118320
Hersteller: DETAX GmbH
Gewicht: 0.053 kg
Höhe: 25 mm
Breite: 77 mm
Länge: 118 mm

€ 10,20

Zzgl. MwSt.

Flasche 5 ml bond

Gebrauchsfertiger Modellierkunststoff, lichthärtend, für multiple Indikationen (z. B. Bohr-, Röntgensablonen, Schienen, Basisplatten, Übertragungsschlüssel). Röntgentransluzent, sterilisierbar & desinfizierbar, biokompatibel.

- Plast knetbare Paste, form- und modellierbar, dimensionsstabil, MMA-frei
- Fixgel standfestes Gel zur Direktapplikation aus der Dosierspritze, MMA-frei. Hohe mechanische Stabilität zum schnellen Fixieren und Einarbeiten von Bohrhülsen oder Röntgenreferenzkugeln. Ideal auch zum Verstärken, Individualisieren und Reparieren
- Bond lichthärtender Haftvermittler für PMMA kompatible Tiefziehfolien und Acrylate. Auch bei Reparaturen & Umarbeitungen von Freeform plast
- Coat lichthärtender 1-Komponentenglanzack zur definitiven Oberflächenversiegelung. Erzeugt eine glatte, harte Oberfläche. Brillantes Finish ganz ohne Polieren