



PremEco® Line Gießkunststoff

Dose 100 g Pulver C34 hellrosa-opak geädert



Artikelnr.: 118473
Hersteller: Merz Dental GmbH
Gewicht: 0.164 kg
Höhe: 60 mm
Breite: 60 mm
Länge: 133 mm

€ 30,24

Zzgl. MwSt.

Dose 100 g C34 hellrosa-opak geädert

Speziell für das Gießverfahren entwickelter prothetischer PMMA Kunststoff für die rationelle Fertigstellung in der partiellen und totalen Kunststoffprothetik. Die hervorragende Fließfähigkeit ist speziell auf die Silikon- und Geleinbettung in Verbindung mit der PremEco® Line Gießkuvette eingestellt und abgestimmt auf das PremEco® Line Prothetik Color System für die individuelle, natürliche wirkende Farbcharakterisierung der Gingivanachbildung.

- Hervorragende Fließfähigkeit
- Natürliche, individuelle Einfärbbarkeit mit dem Prothetik Color System - PCS
- Farben abgestimmt auf alle prothetischen Kunststoffe von Merz Dental
- Hohe Belastbarkeit, leichte Polierbarkeit
- Hervorragende Passgenauigkeit
- Plaqueresistent dank modernster PMMA-Rezeptur
- Farbstabil durch fortschrittliches Katalysatorsystem
- Geprüfte Biokompatibilität, cadmiumfrei